

FICHE TECHNIQUE

Référence	853282
Désignation	Thermohygromètre



Description :

- ✓ Format de poche
- ✓ Affiche la température et l'humidité
- ✓ Fonction Min – Max
- ✓ Plage température : 0 – 49.9°C / Résolution : 0.1°C / Précision : ± 1°C
- ✓ Plage Humidité : 20 – 95% HR / Résolution : 1%HR / Précision : ± 5% HR
- ✓ Dimensions : 20 x 23 x 138mm
- ✓ Poids : 35 grammes
- ✓ Boitier : ABS

Unité de vente :

1 Thermohygromètre
