



FICHE TECHNIQUE

DENOMINATION	REFERENCE
Distributeur automatique et mécanique de surchaussures.	415020 (appareil) 415032 et 415036 (surchaussures)

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Corps en ABS.

Capacité : 220 surchaussures.

Système mécanique. Fonctionne sans électricité.

Sa poignée de support vous permet de stabiliser votre position sans effort.

Dimensions : L 74 x l 32x H 90 cm.

Poids : 21kg.

SURCHAUSSURES :

- Réf. 415032 : 210 surchaussures (3 paquets de 70) antidérapantes bleues/blanches.

- Réf. 415036 : 330 surchaussures (3 paquets de 110) bleues en CPE.



HYGI-PLUS

ZA LES PETITES GUIGNERIES - 85320 LA BRETONNIERE LA CLAYE

Tél. 02 51 28 05 83 - Fax. 02 51 28 06 94

info@hygiplus.com - www.hygiplus.com