

FICHE TECHNIQUE

Référence	853378
Désignation	LINGETTE A LA CYCLOHEXIDINE



Description :

- ✓ Concentration : 2% Digluconate de chlorhexidine
- ✓ Solution antiseptique désinfectante
- ✓ Activité bactéricide conforme norme EN NF1040
- ✓ Pour application cutanée
- ✓ Tampon plié semi crêpé
- ✓ Format lingette dépliée : 120 x 190 mm
- ✓ Format pochette : 60 x 80mm

Unité de vente :

10 Lingettes désinfectantes
