

# Sacs zip stériles

## Système simple et économique

### Sac zip **stérile**

#### AVANTAGES

- ❑ **Sacs très économiques.**
- ❑ **Faciles à remplir** : large ouverture.
- ❑ **Taille idéale** (L 150 x H 180 mm) permettant d'échantillonner plusieurs centaines de grammes ou jusqu'à 700 ml.
- ❑ **Fermeture par zip.**
- ❑ **Identification immédiate et sans erreur** : inscription au stylo sur le sac ou sur étiquette plat témoin.
- ❑ **Résistent aux plats chauds.**

Jour :	L	M	M	J	V	S	D
		Midi				Soir	
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Date :							
Plat :							
Lieu :							
Responsable :							



100102 Carton de **1000 sacs stériles**

100160 Rouleau de **1000 étiquettes plats témoins**

