



FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRODUIT

DATE 12/05/2020 • EDITION 12/05/2020

ARTICLE

Désignation : Gant vinyle non poudré « marque blanche »
Référence : 666.31.90.0

CARACTERISTIQUES ET NORMES

- < Composition : PVC + DOP
- < Confection : ambidextre, bords roulés, blanc, surface lisse taille S à XL
- < Epaisseur : 4,5g +/- 0.2g en taille M
- < Normes : résistance mini. de 3.6N, AQL 1.5
 - Cet article est un simple produit d'hygiène.
 - Conformité partielle à la Directive 2002/72CE ,Directive abrogée 10/2011/CE. Contact alimentaire limité aux produits aqueux, alcoolisés et acides, non gras.
 - Ces gants ne sont pas des dispositifs médicaux
- < DLUO : 5 ans à compter de la date de fabrication

CONDITIONNEMENT

SOUS EMBALLAGE

- < Quantité : 100 pièces
- < Type : boîte distributrice

EMBALLAGE

- < Quantité : 1000 pièces (10 boîtes de 100)
- < Type : carton

PALETTISATION

- < Palette de 80 cartons
- < Palette perdue : 80 x 120 cm



