

PANSEMENTS BLEUS DETECTABLES

Pansements adhésifs en tissu élastique très souple, de couleur bleue (ne se décolore pas dans l'eau).

Ils possèdent un film métallique (Aluminium) incorporé sous la compresse ce qui permet un repérage immédiat par les détecteurs de métaux. La compresse absorbante est non adhérente à la plaie, et le support en tissu suit les mouvements articulaires. Pansements à usage unique.



Pansement bleu «droit». 19x72mm. Lot de **100**.

Référence 800133



Pansement bleu «bout de doigt». 75x46mm. Lot de **50**.

Référence 800136



Pansement bleu «jointure». 100x100mm. Lot de **30**.

Référence 800138



Pansement bleu «articulation». 75x38mm. Lot de **50**.

Référence 800139



Rouleau de pansement adhésif à découper. 1mx6cm.

Référence 795100