

## PANSEMENTS BLEUS DETECTABLES


Pansements adhésifs en tissu élastique très souple, de couleur bleue (ne se décolore pas dans l'eau).

Ils possèdent un film métallique (Aluminium) incorporé sous la compresse ce qui permet un repérage immédiat par les détecteurs de métaux. La compresse absorbante est non adhérente à la plaie, et le support en tissu suit les mouvements articulaires. Pansements à usage unique.



Pansement bleu «droit». 19x72mm. Lot de **100**.

Référence **800133**



Pansement bleu «bout de doigt». 75x46mm. Lot de **50**.

Référence **800136**



Pansement bleu «jointure». 100x100mm. Lot de **30**.

Référence **800138**



Pansement bleu «articulation». 75x38mm. Lot de **50**.

Référence **800139**



Rouleau de pansement adhésif à découper. 1mx6cm.

Référence **795100**