

## Pansements bleus en plastique

### ■ Gamme Urgence & Accessoires

① RÉFÉRENCE : 800180F par 100

**Gencod** : 5407006140474



Dimensions :  
25 x 72 mm

② RÉFÉRENCE : 800182F par 50

**Gencod** : 5407006140498



Dimensions :  
50 x 72 mm

③ RÉFÉRENCE : 800184F par 50

**Gencod** : 5407006140580



Dimensions :  
68 x 38 mm

④ RÉFÉRENCE : 800186F par 50

**Gencod** : 5407006140597



Dimensions :  
68 x 38 mm

### DESCRIPTION

Pansements adhésifs en plastique, de couleur bleue. Ils possèdent un film métallique (Aluminium) incorporé sous la compresse ce qui permet un repérage immédiat par les détecteurs de métaux. Pansements à usage unique

### EMBALLAGE

- Emballés individuellement




### UTILISATION

- Pansements à usage unique

**Conforme à la norme HACCP, IFS et BBC**

**Résistants à l'eau**

Dispositifs Médicaux de classe I, conforme au règlement européen 2017/745 soumis à obligation de traçabilité.



Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.