

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par SACHET (=UC)

Couleur BLANC  
 Origine Chine  
 Taille XL  
 Epaisseur 18,00 microns  
 0,00  
 Quantité 10 blouses

**COMPOSITION**

PE : POLYETHYLENE  
 PLASTIQUE



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

A CAGOULE / AVEC 4 BOUTONS

LONGUEUR TOTALE en cm : 115

LONGUEUR DES MANCHES en cm : 73

Référence douanière : 39262000

**INFOS COMMERCIALES**

Quantité de blouses par unité de vente : 400

**Utilisation :**

Milieu médical ou agro alimentaire

**Présentation :**

Blouse blanche

**Bénéfices client :**

Prévient les contaminations

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	POLYFILM	
Quantité UC	40	1	
Poids kg	13,00		
Longueur cm	44,00	20,00	
Largeur cm	34,00	11,00	
Hauteur cm	32,00	7,00	
Code EAN	3378927163007	3378927163014	

**PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	5
UV par palette	30
Hauteur palette en m	1,75
Volume UV en m3	0,0479