

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par SACHET (=UC)

Couleur	BLEU
Origine	Chine
Taille	TU
Epaisseur	15,00 microns
Quantité	100 manchettes

COMPOSITIONLDPE PURE : POLYETHYLENE BASSE DENSITE
PLASTIQUE**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

LONGUEUR en cm : 50

LARGEUR en cm : 20

Référence douanière : 39262000

Présentation :

Etanches et résistants

Bénéfices client :

Offre une protection optimale des avants bras.

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	POLYFILM	
Quantité UC	10	1	
Poids kg	3,19		
Longueur cm	33,00	28,00	
Largeur cm	26,00	18,00	
Hauteur cm	20,00	2,50	
Code EAN	3760170621203	3760170621210	

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	8
Nombre de niveaux	10
UV par palette	80
Hauteur palette en m	2,15
Volume UV en m3	0,0172

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.

Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%

HYGI-PlusZA Les Petites Guigneries, 85320 La Bretonnière La Claye
Tél : 02 51 28 05 83 - Fax : 02 51 28 06 94 - www.hygiplus.com - info@hygiplus.com
SARL au Capital de 124 000 € - Siren : 442 923 991 RCS La Roche Sur Yon