



# FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRODUIT



DATE 07/02/2005 • ÉDITION 23/03/2021

## ARTICLE

Désignation : Surchaussure non tissé blanc  
Référence : 115538T

## CARACTERISTIQUES ET NORMES

- < Composition : polypropylène
- < Longueur : 38 cm
- < Hauteur : 16 cm
- < Grammage (+ - 10) : 40g/m<sup>2</sup>
- < Confection : blanc, sans couture sous le pied, élastiquée

## CONDITIONNEMENT

- < Quantité (+ - 10%) : 250 paires
- < Type : boîte distributrice

## PRECAUTION D'EMPLOI

Ce produit n'est pas un équipement de protection individuelle mais un article d'hygiène. Utilisation réservée aux professionnels.

## GENCOD/POIDS/CODE DOUANIER

<b>CODE CARTON</b>	3701102302883	<b>CODE SACHET</b>	3701102302890

**CODE DOUANIER 6307909900**

(Ces informations, pouvant évoluer, sont communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle).

### HYGI-Plus

ZA Les Petites Guignerries, 85320 La Bretonnière La Claye  
Tél : 02 51 28 05 83 - Fax : 02 51 28 06 94 - www.hygiplus.com - info@hygiplus.com  
SARL au Capital de 124 000 € - Siren : 442 923 991 RCS La Roche Sur Yon