

FICHE TECHNIQUE


Référence	855175
Désignation	Combinaison BIOBLOCKED



Description :

- ✓ En polypropylène non tissé laminé polyéthylène
- ✓ Antistatique
- ✓ EPI Cat. III type 5B-6B (protection contre les particules et les liquides)
- ✓ Combinaison avec capuche
- ✓ Protection contre les agents infectieux (EN 14126)
- ✓ Matériau résistant et confortable
- ✓ Fermeture zip avec rabat adhésif

Certificats :



Caractéristiques techniques :

- ✓ Taille L/XL

Unité de vente :

50 Combinaisons