

FICHE TECHNIQUE

Référence	855180
Désignation	Gants d'examen



Description :

- ✓ Gants d'examen en nitrile
- ✓ Non poudrés
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ AQL 1.5
- ✓ Dispositif médical selon EN 455 1-4
- ✓ Conditionnement : 1 boîte de 100 gants
- ✓ Longueur : 240 mm
- ✓ Epaisseur : 0,06 mm (paume)
- ✓ Taille : L

Unité de vente :

100 Gants d'examen