

Référence : 855918

Désignation : Gaine plastique transparente 100µ 50% recyclée



Usage : Emballage divers – Emballeuse tous types

Matière : Polyéthylène basse densité avec 50% de recyclé

Couleur : Incolore

Propriétés : 100 % recyclable (mandrin également), usage unique, non stérile

Dimensions gaines

Largeur	Métrage	Epaisseur	Poids bobine
40 mm (+/- 5 mm)	350 m	100 µm (+/- 15%)	2.6 Kg

Conditionnement : Bobines emballées sous film PE sur palette 800x1200mm

Diamètre mandrin : mandrin plastique Ø 77/92 mm

Palette de : 118 Bobines

Poids Palette : 310 Kg