

Référence : 855919

Désignation : Gaine plastique transparente 100 $\mu$  50% recyclée



Usage : Emballage divers – Emballeuse tous types

Matière : Polyéthylène basse densité avec 50% de recyclé

Couleur : Incolore

Propriétés : 100 % recyclable (mandrin également), usage unique, non stérile

#### Dimensions gaines

Largeur	Métrage	Epaisseur	Poids bobine
60 mm (+/- 5 mm)	350 m	100 $\mu$ m (+/- 15%)	3.8 Kg

Conditionnement : Bobines emballées sous film PE sur palette 800x1200mm

Diamètre mandrin : mandrin plastique  $\varnothing$  77/92 mm

Palette de : 114 Bobines

Poids Palette : 430 Kg