

Référence : 855923

Désignation : Gaine plastique transparente 100µ 50% recyclée



Usage : Emballage divers – Emballeuse tous types

Matière : Polyéthylène basse densité avec 50% de recyclé

Couleur : Incolore

Propriétés : 100 % recyclable (mandrin également), usage unique, non stérile

Dimensions gaines

Largeur	Métrage	Epaisseur	Poids bobine
160 mm (+/- 7 mm)	350 m	100 µm (+/- 15%)	10.0 Kg

Conditionnement : Bobines emballées sous film PE sur palette 800x1200mm

Diamètre mandrin : mandrin plastique Ø 77/92 mm

Palette de : 50 Bobines

Poids Palette : 500 Kg