



Votre partenaire HACCP

Contrôles d'hygiène / Thermométrie / Hygiène générale

430615

Spatule haute température



Lavable au lave-vaisselle
Ne raye pas les revêtement anti-adhérents
Résiste à +220°C
En matériau composite haute température
Longueur 40 cm
Poids 120 g.

HYGI-Plus

Siège : ZA Les Petites Guigneries, 85320 LA BRETONNIERE-LA CLAYE - France - Tél : 02 51 28 05 83 - Fax : 02 51 28 06 94

Site : www.hygiplus.com - Mail : info@hygiplus.com

SARL au Capital de 124 000 € - Siret : 442 923 991 00016 - RCS La Roche Sur Yon - Code APE : 4649Z - N° de TVA : FR25442923991