

FICHE TECHNIQUE

Référence	857267
Désignation	Thermomètre



Description :

- ✓ Thermomètre médical
- ✓ Mesure frontale sans contact
- ✓ Plage température : 32 – 43°C
- ✓ Résolution : 0.1
- ✓ Précision : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (de 35 à 42°C) $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (plage restante)
- ✓ Distance : 3 cm
- ✓ Rétro éclairé
- ✓ Mémoire de mesure : 32
- ✓ Extinction au bout de 15 secondes
- ✓ Livré sans pile

Unité de vente :

1 thermomètre médical frontal