

# Désinfectant sans rinçage DASR STERICID

Pour la désinfection sans rinçage ultérieur des surfaces  
et matériels préalablement nettoyés, destinés à être  
en contact avec des denrées alimentaires.



## Formule

Actif : Ethanol (CAS: 64-17-5): 54% m/m,  
Sans parfum



## Propriétés microbiologiques

En prêt à l'emploi à 20°C :

- Bactéricide :  
EN 1276 en 30 secondes (conditions de saleté),  
EN 1276 en 5 minutes (lait écrémé 1%),  
EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté et lait  
écrémé 1%).
- Bactéricide sur *Salmonella typhimurium* :  
EN 1276 en 30 secondes (conditions de saleté),  
EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté).
- Bactéricide sur *Listeria monocytogenes* :  
EN 1276, EN 13697 en 5 minutes (conditions de  
propreté).
- Levuricide sur *C. albicans* :  
EN 1650 en 30 secondes (conditions de saleté),  
EN 1650 en 5 minutes (lait écrémé 1%),  
EN 13697 en 5 minutes (conditions de propreté et  
lait écrémé 1%).
- Fongicide sur *A. brasiliensis* (ex.niger):  
EN 1650, EN 13697 en 5 minutes (conditions de  
propreté et lait écrémé 1%).
- Virucide sur le Norovirus Murin (gastro-entérite):  
EN 14476 en 1 minute (conditions de propreté).



## Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi à usage unique.  
Le rinçage est inutile.

Pulvériser le produit sur la surface préalablement  
nettoyée. Laisser agir entre 30 secondes et 5  
minutes selon l'activité antimicrobienne  
recherchée. Sèche rapidement et ne laisse aucun  
résidu.



## Précautions d'emploi

Produit réservé à une utilisation professionnelle.  
Produit inflammable et irritant pour les yeux.  
Consulter l'étiquetage et la fiche de données de  
sécurité au préalable.



## Conditionnements

### REF : SPRAYAGRO

Spray 750ml.  
Carton de 6 sprays.  
Palette de 100 cartons

### REF : BIDONAGRO

Bidon 5 litres.  
Carton de 1 bidon.  
Palette de 156 cartons.

Produit Biocide TP 4

N° d'autorisation du produit (AMM) : BTR0306

Fiche Technique. Version 02/2020