

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	857332
<b>Désignation</b>	Kit formation hygiène



### Description :

- ✓ Kit complet avec gel invisible UV vert 100 ml et lampe UV
- ✓ Pour sensibiliser votre personnel de façon rapide et visuelle
- ✓ Pédagogique
- ✓ Gel invisible se révélant sous lumière UV
- ✓ La brillance joue le rôle de germes factices
- ✓ Pour les surfaces et les mains

### Unité de vente :

Kit formation hygiène

---