


Désignation

- Microfast yeast and mold
- Référence : 860602

Unité de vente : 25



Description

- MicroFast® Yeast & Mold (YM) Count Plate est un système de milieu de culture prêt à l'emploi qui contient un milieu amélioré, un agent gélifiant soluble dans l'eau froide et un indicateur qui facilite le dénombrement des colonies. Il est destiné au test des aliments et des matières alimentaires.
- Technologie de diffusion rapide : La dilution de l'échantillon peut se répandre rapidement sur la plaque de comptage sans appuyer sur la plaque.
- Des résultats précis et cohérents : La technologie de croissance de micro-organismes auto-développés facilite la croissance de micro-organismes dans des conditions de croissance strictes.
- Interprétation facile : La conception du produit est basée sur le principe de la réaction colorée du substrat enzymatique. Après culture, le résultat peut être directement interprété.
- Opération facile, travail efficace : Seulement 3 étapes de fonctionnement, la plupart des tests de micro-organismes peuvent être effectués dans les 24 heures, ce qui raccourcit le temps de test et améliore l'efficacité de la culture.

