

FICHE TECHNIQUE

Référence	861000B
Désignation	Pipeteur manuel



Description :

- ✓ Robuste et léger
- ✓ Confortable et simple à utiliser
- ✓ Contrôle du pipetage précis
- ✓ Maintenance facile
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Convient pour les pipettes volumétriques et graduées, le verre ou le plastique de 0,1 à 100 ml
- ✓ Filtre de rechange 3 μ m remplaçable

Unité de vente :

1 Pipeteur manuel
