

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	861034VA
<b>Désignation</b>	Micropipette HP®pette



### Description :

- ✓ Pipette mécanique de haute précision à déplacement d'air
- ✓ Bonne prise en main, simple d'utilisation
- ✓ Fenêtre de lecture du volume lisible sur le côté de la pipette
- ✓ Bouton éjecteur sur l'arrière pour une éjection facile

### Certificats :

- ✓ Entièrement autoclavable
- ✓ Livrée avec : clé de calibration, mode d'emploi, 1 tube de graisse, support pour pipette, certificat de performance répondant à la norme ISO8655/DIN12650

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Micropipette HP®pette monocanal à volume fixe
- ✓ Volume : 200 µl

### Unité de vente :

1 Micropipette HP®pette