

Désignation

- Agitateur magnétique chauffant analogique

Référence

- 861049B

Unité de vente : 1



Description

- Agitateur magnétique chauffant analogique MS-H-S 1 poste plateau \varnothing 135 mm céramique
- Plateau en acier inox avec revêtement en céramique
 - Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
 - Classe de protection : IP 42
 - Poste d'agitation : 1
- Matériau plaque : céramique
- Dimensions : L x l x H : 280 x 160 x 85 mm
- Dimensions : \varnothing plaque : 135 mm
- Affichage Analogique
- Température de chauffe : 340 °C
- Protection IP 42
- Alimentation 220 V / 50 - 60 Hz
- Puissance 550 W
- Poids 2,8 kg
- Capacité d'agitation : 20 l
- Vitesse 0 - 1 500 rpm
- Conditions ambiantes : T° admissible : 5 à 40 °C / HR : 80 %

