

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------|
| Référence | 861069 |
| Désignation | Agitateur |



Description :

- ✓ Agitateur rotatif vertical à carrousel MX-RD-E
- ✓ Compact
- ✓ Utilisable en incubateur
- ✓ Adaptateurs pour tubes inclus
- ✓ Capacité :
 - 12 microtubes de 1.5 ml
 - 12 tubes à centrifuger de 15 ml
 - 12 tubes à centrifuger de 50 ml
- ✓ Angle d'inclinaison : 90 °
- ✓ Vitesse d'agitation : 0 - 80 rpm
- ✓ Température d'utilisation : 5 à 40 °C
- ✓ % HR d'utilisation : jusqu'à 80
- ✓ Dimensions l x p x h : 300 x 220 x 310 mm
- ✓ Poids : 2 kg
- ✓ Alimentation : 100-240 V / 50/60 Hz / 20 W
- ✓ Classe de protection : IP 21

Unité de vente :

1 Agitateur
