

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	861083
<b>Désignation</b>	Pots



### Description :

- ✓ Pots de prélèvement urine
- ✓ En polypropylène transparent
- ✓ Non stérile
- ✓ Bouchon vissant
- ✓ Zone dépolie pour marquage
- ✓ Coloris bouchon : blanc
- ✓ Diamètre : 37.5 mm
- ✓ Hauteur : 65 mm
- ✓ Volume : 60 ml

### Unité de vente :

600 Pots

---