

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------------|
| Référence | 861085 |
| Désignation | Pots de prélèvement |



Description :

- ✓ Pots de prélèvement pour urine
- ✓ En polypropylène transparent
- ✓ Non stérile
- ✓ Zone dépolie pour marquage
- ✓ Bouchon vissant
- ✓ Couleur bouchon : blanc
- ø inférieur : 47,9 mm
- ø supérieur : 56 mm
- Hauteur sans capuchon : 71,5 mm
- Hauteur avec capuchon : 71,8 mm
- ✓ Volumes : 120 ml

Unité de vente :

300 Pots
