

FICHE TECHNIQUE

Référence	861086
Désignation	Pot de prélèvement pour urine



Description :

- ✓ En polypropylène transparent
- ✓ Stérile
- ✓ Volume : 120 ml
- ✓ Bouchon rouge
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Zone dépolie pour marquage
- ✓ Bouchon vissant
- ✓ Autoclavable

Diamètre inférieur : 47,9 mm

Diamètre supérieur : 56 mm

Hauteur sans capuchon : 71,5 mm

Hauteur avec capuchon : 71,8 mm

Unité de vente :

250 pots