

## Désignation

- Tube à centrifuger Jet Biofil 250 ml - Ø x h : 61 x 161 mm

## Référence

- 862388

Unité de vente : 48



- 
- Tube à centrifuger Jet Biofil 250 ml - Ø x h : 61 x 161 mm
  - Stérile
  - Volume : 250 ml
  - Matériau : Tube : polypropylène / Bouchon : HDPE
  - Dimensions : Ø x h : 61 x 161 mm
  - Température : Utilisation : - 80 °C à + 121 °C
  - Fond : Conique
  - Autoclavable
  - Vitesse :
  - Vitesse max de centrifugation : 6000 g
  - RNase/DNase free
  - Graduation : oui
  - Zone de marquage : non
  - Exempt de DNases et RNases, d'endotoxines et de latex
  - Conditionnement : sachets refermables de 6 tubes

