

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	862527A
<b>Désignation</b>	Pointe à filtre 200 µl

---

### Description

- ✓ Description : Pointe à filtre stérile universelle
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Graduations : oui à 10, 50 et 100 µl
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel

### Certificats

- ✓ Stérile : oui - exempt de DNases, RNases et sans pyrogènes
- ✓ Autoclavable : non

### Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Volume : 200 µl
- ✓ Dimensions : (long) 50,72 mm
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes

### Unité de vente :

960 Pointes à filtre

---