

FICHE TECHNIQUE

Référence	862528A
Désignation	Pointe à filtre 1 000 µl

Description

- ✓ Description : Pointe à filtre stérile universelle
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Graduations : oui à 50, 100, 200 et 500 µl
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel

Certificats

- ✓ Stérile : oui - exempt de DNases, RNases et sans pyrogènes
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Volume : 1 000 µl
- ✓ Dimensions : (long) 78,40 mm
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 100 pointes

Unité de vente :

1 000 Pointes à filtre
