

FICHE TECHNIQUE

Référence	862548
Désignation	Pointe à filtre 1 000 µl

Description

- ✓ Description : Pointe à filtre extralongue
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Graduations : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel

Certificats

- ✓ Stérile : oui, exempt de DNases, RNases et pyrogènes
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 100-1000 µl
- ✓ Dimensions : (long) 102 mm
- ✓ Conditionnement : 8 racks de 96 pointes

Unité de vente :

768 Pointes à filtre
