

FICHE TECHNIQUE

Référence	862555A
Désignation	Cryotube 2ml



Description :

- ✓ Matériau PP autoclavable
- ✓ Doublure en silicone étanche dans le capuchon
- ✓ Graduations imprimées pour des mesures précises
- ✓ Température minimale -196 °C
- ✓ Sans DNase, sans RNase et apyrogène
- ✓ Filetage interne minimisant la rétention de liquide et adapté au stockage en phase vapeur
- ✓ Dimensions : 49 x 12.3 mm
- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Graduation : 0.5/1.0/1.8

Unité de vente :

50 Cryotubes