

FICHE TECHNIQUE

Référence	865001
Désignation	Bain à sec Bioer ThermoCell CHB-202



Description :

- ✓ Programmable, jusqu'à 5 étapes de température
- ✓ Chauffant et refroidissant
- ✓ Large gamme de température
- ✓ Léger
- ✓ A effet Peltier
- ✓ Bloc spécial en accessoire pour transformer le bloc chauffant en bain-marie
- ✓ Certifié CE

Données Techniques :

Capacité (en blocs)	1
Dimensions l x p x h (mm)	200 x 300 x 150
Poids Net (kg)	3,3
Gamme de Températures (°C)	0°C à +100°C
Résolution (affiche et réglage)	< 0,5°C
Précision	< 0,5°C
Uniformité	< 0,5°C
Réglage/affichage de température	Digital, LED
Temps de chauffe (de 20°C à 100°C)	< 35 min
Refroidissement (de 20°C à 0°C)	< 20 min
Minuteur	1min – 100h
Alimentation électrique (Tension, Freq)	230V ; 50-60Hz
Consommation électrique (W)	120

Unité de vente : 1 bain à sec