

**FICHE TECHNIQUE**

**REFERENCE : 865061CL**

**Thermocycleur Galaxy XP  
ClearLine®**

**Caractéristiques :**

- Thermocycleur compact multifonction
- Excellente précision
- Large écran LCD
- Identification et configuration automatiques des blocs
- Appareil livré sans bloc
- 8 blocs disponibles
- Hauteur du couvercle ajustable



Références blocs	865062CL	865063CL	865064CL	865065CL	865066CL	865067CL	865068CL	865069CL
Capacité	Plaque 96 puits demi-jupée  12 barrettes de 8 tubes 0.2ml  96 tubes 0.2ml	60 tubes 0.5ml	30 tubes 0.5ml  30 tubes 0.5ml	48 tubes 0.2ml  48 tubes 0.2ml	48 tubes 0.2ml  30 tubes 0.5ml	Plaque 384 puits jupée	Plaque 96 puits demi-jupée  12 barrettes de 8 tubes 0.2ml  96 tubes 0.2ml	4 Plaques standard
Gamme de température	4 à 99°C							
Vitesse de chauffe max	>4°C							
Vitesse de refroidissement	>3°C							
Uniformité de la température	+/- 0.4°C							
Précision de la température	+/- 0.03°C							
Température du couvercle	30 à 110°C							
Gradient							1 à 30°C	
Mode de contrôle de la température	Bloc ou tube							

**Unité de vente :**

1