

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	886032
<b>Désignation</b>	Kit d'aspiration de liquide BIODOLPHIN



### Description :

- ✓ Poignée ergonomique
- ✓ Aspiration en mode continu sans maintien de la pression sur le bouton
- ✓ Entièrement autoclavable à l'exception du portoir
- ✓ Ejection des pointes d'une seule main
- ✓ Nombreux accessoires interchangeables rapidement
- ✓ Coloris : bleu clair
- ✓ Le kit comprend : une poignée, un adaptateur pour pointe monocanal, un adaptateur pour pointe à 8 canaux, un adaptateur 8 canaux pointe inox 40 mm, un adaptateur monocanal pointe inox 40 mm, un adaptateur monocanal pointe inox 8 mm, un portoir

### Unité de vente :

1 Kit d'aspiration de liquide Biodolphin