

## FICHE TECHNIQUE

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Référence</b>   | 886033                                 |
| <b>Désignation</b> | Kit d'aspiration de liquide BIODOLPHIN |



### Description :

- ✓ Poignée ergonomique
- ✓ Aspiration en mode continu sans maintien de la pression sur le bouton
- ✓ Entièrement autoclavable à l'exception du portoir
- ✓ Ejection des pointes d'une seule main
- ✓ Nombreux accessoires interchangeables rapidement
- ✓ Coloris : bleu foncé
- ✓ Le kit comprend : une poignée, un adaptateur pour pointe monocanal, un adaptateur pour pointe à 8 canaux, un adaptateur 8 canaux pointe inox 40 mm, un adaptateur monocanal pointe inox 40 mm, un adaptateur monocanal pointe inox 8 mm, un portoir

### Unité de vente :

1 Kit d'aspiration de liquide Biodolphin