

FICHE TECHNIQUE

Référence	886093
Désignation	Système de filtration



Description :

- ✓ Système complet pour la filtration de grands volumes ou la purification de solvants ou de liquides corrosifs
- ✓ Porte filtre en inox compatible avec une stérilisation rapide à la flamme
- ✓ Fiole à vide 2000 ml avec système de drainage
- ✓ Entonnoir 500 ml, porte filtre et base en inox 316 autoclavable
- ✓ Bouchon en silicone autoclavable n°18
- ✓ Fiole à vide en verre borosilicaté autoclavable
- ✓ Tuyau de drainage en caoutchouc (non autoclavable)
- ✓ Ø membrane de filtration 47-50 mm
- ✓ Surface de filtration 50 cm²
- ✓ Embout latéral pour tuyau de Ø interne 8 mm
- ✓ Graduation de l'entonnoir 300/500 ml

Unité de vente :

1 Système de filtration