

FICHE TECHNIQUE

**PHENOLPHTALEINE**

**Ph. Eur.**

**Réf : 90274**

N° C.A.S. #	[ 77-09-8]
Formule :	C <sub>20</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub>
Poids moléculaire :	318,33
Point de fusion :	258 à 263° C
Teneur :	98 à 102 %
Métaux lourds (en Pb) :	< 10 ppm
Domaine de virage :	PH 8,0 – 10,0
Perte à la dessiccation :	1 % maxi
Cendres sulfuriques :	0,1 % maxi
Impuretés organiques volatiles :	conforme
Couleur de la solution :	conforme