



CHROMOPTIC

La Maison des Services
Avenue des 2 Lacs
91971 COURTABOEUF Cedex

www.chromoptic.com
contact@chromoptic.com
tel: 01.69.31.41.65
Fax: 01.60.14.46.92

Septum d'injection

5183-4757 (Agilent)



Septa BTO anti -adhérents (optimisés en température et en ressuage)

Température maximale de l'injecteur: 400°C

Le traitement de la surface au plasma élimine les problèmes d'adhérence à l'injecteur

Préconditionnés, prêts à l'emploi

Emballage sous blister pour la propreté et la commodité d'emploi

Idéaux pour l'utilisation avec les colonnes capillaires à faible ressuage pour la spectrométrie de masse

Conditionnés par 50

DOMINIQUE PUTSCHER SAS