






CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 www.chromoptic.com
 contact@chromoptic.com
 01.69.31.41.65

Colonne PLRP-S

PL1512-5501 (AGILENT TECHNOLOGIES)



Colonne HPLC PLRP-S en acier inoxydable

Gamme pour biomolécules

Applications: biopharma

Longueur: 250 mm

DI: 4.6 mm

Particules entièrement poreuses de 5 μ m

Porosité: 300 Å

Phase inverse polystyrène divinyl benzène

Pression max: 207 bar

Température max: 200°C

Gamme de pH: 1 - 14

Packée dans un mélange acétonitrile/eau

Code UNSPSC: 41115711

Conditionnée à l'unité