






CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 www.chromoptic.com
 contact@chromoptic.com
 01.69.31.41.65

Colonne ZORBAX ECLIPSE XDB-C8

693970-906 (AGILENT TECHNOLOGIES)



Colonne HPLC

Taux de carbone: 7.6%

Gamme ZORBAX ECLIPSE XDB-C8

Doublement endcappée

Longueur: 150 mm

DI: 4.6 mm

Particules entièrement poreuses de 5µm

Porosité: 80 Å

Phase inverse

Pression max: 400 bar

Température max: 40°C à pH 6 - 9 et 60°C à pH 2 - 6

Gamme de poids moléculaire: 0 à 3000 Da

Gamme de pH: 2 - 9

Packée dans un mélange méthanol/eau

Code UNSPSC: 41115709

Désignation USP: L7

Conditionnée à l'unité