






CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust - BP 40139
91942 VILLEBON COURTABOEUF Cedex

 www.chromoptic.com
 contact@chromoptic.com
 01.69.31.41.65

Seringue 10 μ l

5181-3321 (AGILENT TECHNOLOGIES)



Seringue 10 μ l

Aiguille amovible

Longueur de l'aiguille: 42mm

Pointe conique

Jauge 23 - 26s

Piston en acier inoxydable

Technique: GC

Code UNSPSC: 41115714

Conditionnée à l'unité