

## Stuart. Stérile

Le milieu de transport STUART modifié permet la conservation et le transport d'une grande partie de pathogènes, tels que :

*Neisseria gonorrhoeae*  
*Haemophilus influenzae*  
*Neisseria meningitidis*  
*Bordetella pertusis*  
*Corynebacterium diphtheriae*  
*Trichomonas vaginalis*  
*Staphylococcus aureus*  
 Streptococcus sp.  
 Salmonella sp.  
 Shigella sp., etc.

Certains prélèvements très labiles (les deux premiers) peuvent résister 24 heures, les autres peuvent résister quelques jours et parfois semaines. Il s'agit d'un milieu très réduit, par la présence de thioglycolate qui rend plus difficile les réactions enzymatiques d'autolyse. À son tour, l'absence d'azote évite la croissance de la flore qui accompagne le prélèvement.

Péremption : 30 mois.

Dimensions (peel-pack) : 38 x 210 mm.

**Écouvillons stériles par radiation.**

code	matériau bâton	matériel tête	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
300290	bois	coton	6 x 100	9,40	0,057
300291	aluminium	coton	6 x 100	9,10	0,057
300295	PS cassable	viscose	6 x 100	8,65	0,060

Quantité par palette : 32 cartons.



## Cary Blair. Stérile

Le milieu Cary Blair est une modification du milieu Stuart et était conçu à l'origine pour les prélèvements des selles.

Le glycérophosphate a été remplacé par un tampon inorganique phosphaté. Le bleu de méthylène est supprimé et on augmente le pH à 8,4.

C'est un milieu initialement prévu pour le transport d'organismes fécaux qui c'est aussi un bon milieu de transport d'anaérobies. Entre autres :

*Neisseria gonorrhoeae*  
*Vibrio cholerae*  
*Vibrio parahaemolyticus*  
*Haemophilus influenzae*  
*Neisseria meningitidis*  
*Bordetella pertusis*  
*Streptococcus pneumoniae*  
*Shigella flexneri*  
*Pasteurella pestis*  
 Campylobacter Spp., etc.

Péremption : 30 mois.

Dimensions (peel-pack) : 38 x 210 mm.

**Écouvillons stériles par radiation.**

code	matériau bâton	matériel tête	quantité par carton	poids du carton	volume du carton
300280	bois	coton	6 x 100	8,50	0,052
300280.2	PS cassable	viscose	6 x 100	8,50	0,056

Quantité par palette : 32 cartons.

