

Désignation

- Double entonnoir de cytologie tout plastique avec filtre et capuchon 40/emb

Référence

- 930544

Unité de vente : 480



Description

- Double entonnoir de cytologie CytoSep™ avec papier blanc et capuchon
- Entonnoir jetable offrant un risque de contamination moindre que les entonnoirs réutilisables
- Exécutez deux échantillons simultanément sur une seule diapositive
- Pour des volumes d'échantillons jusqu'à 0,5 ml
- Ils sont si faciles à utiliser et améliorent le délai d'exécution tout en fournissant plus d'informations de diagnostic. Étant totalement jetables, ils éliminent la décontamination et le nettoyage fastidieux. Ils sont sûrs à utiliser et réduisent le risque d'exposition à des échantillons pathogènes. Ils diminuent également la possibilité de contamination croisée.
- Cette série d'entonnoirs de cytologie Simport® Single CytoSep™ est à usage unique. Les chambres d'échantillon jetables n'ont pas besoin d'agrafes métalliques et sont conçues pour répondre à toutes les exigences de traitement. Ils sont capables de produire des préparations de lames en couches minces de haute qualité tout en améliorant l'efficacité du laboratoire.
- Les chambres d'échantillonnage jetables avec cartouches filtrantes blanches sont utilisées pour des volumes d'échantillons jusqu'à 0,5 ml. Les zones de dépôt cellulaire ont un diamètre de 6 mm (28 mm²). Les cartes filtres sont pré-attachées. Excellent pour les spécimens rares. Tous les composants sont également disponibles séparément.
- Matière : Polypropylène (PP)
- CE - IVD

