

FICHE TECHNIQUE

Référence	930663
Désignation	Entonnoir



Description :

- ✓ Entonnoir simple
- ✓ Pour centrifugeuse cytologie Shandon Cytosep
- ✓ Utilisé pour déposer une fine couche de cellules dans une zone clairement définie d'une lame de microscopie
- ✓ Papier filtre spécialement adapté au cytosept, permet l'absorption de tout excès de liquide
- ✓ Fournis avec capuchon pour protéger les échantillons
- ✓ Avec filtre blanc
- ✓ Pour des échantillons de 0.5 ml il faut utiliser le CytoSep simple avec papier filtre blanc et capuchon ; dépôt de 6 mm (28 mm²) – peut être utilisé avec les clip en métal 930799
- ✓ Tous les composants sont disponibles individuellement

Unité de vente :

500 Entonnoirs