

FICHE TECHNIQUE

Référence	930664
Désignation	Double entonnoir de cytologie



Description :

- ✓ Entonnoir double avec filtre blanc et capuchon
- ✓ Pour 2 échantillons simultanément sur une lame
- ✓ Idéal pour l'immunohistochimie
- ✓ Filtre pré-attaché
- ✓ Livré avec capuchon
- ✓ Peuvent être utilisés avec les clips en métal réf. 930779
- ✓ Tous les composants sont disponibles individuellement

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour les échantillons jusqu'à 0,5 ml
- ✓ Dépôt 6 mm (28 mm²)
- ✓ Conditionnement : 10 x 50 unités

Unité de vente :

500 Double entonnoirs de cytologie