


Désignation

- Planche de dissection 305x483mm

Référence

- 930771

Unité de vente : 24



Description

- Tableau de dissection jetable bilatéral DispoCut™
- En polypropylène
- Parfait pour une utilisation avec des épingles à dissection
- Dimensions : 152 x 203 mm
- Le tableau de dissection jetable DispoCut™ est solide et résistant tout en restant flexible. C'est une bonne option jetable peu coûteuse pour le laboratoire. Il offre aux pathologistes un moyen propre et efficace de manipuler des échantillons de tissus.
- Imprimé avec des échelles dimensionnelles impériales et métriques utiles en pouces, centimètres et millimètres, le DispoCut™ peut être utilisé des deux côtés. Chaque surface comporte de nombreuses règles idéalement situées, comprenant des cercles à sept dimensions de 4 à 16 mm de diamètre et cinq plus grandes de 2 à 6 cm de diamètre.
- DispoCut™ peut être essuyé avec de l'alcool sans effet sur le matériau (léger frottement).
- Ce produit ne peut pas être autoclavé.

