

Désignation

- Boite de stockage pp 133x133x67mm pour 25 tubes 5,00 ml Eppendorf

Référence

- 933014B

Unité de vente

4 Boites



Description

- Freezer box, pour 25 tubes de 5 mL, 4 unités, hauteur de 64 mm, 2,5 po, polypropylène, pour congélation jusqu'à -86 °C, autoclavable, avec couvercle et code alphanumérique
- En polypropylène (PP) pour une stabilité extrême lors des applications de congélation et une ouverture/fermeture en douceur
- Pour la congélation à des températures allant jusqu'à -86 °C
- Un marquage alphanumérique permanent et hautement contrasté de chaque emplacement par un étiquetage au laser permet une identification simple des échantillons et réduit le risque de confondre les échantillons
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- Couvercle transparent pour une inspection simple et rapide des échantillons
- Étiquetage flexible et fiable de la boîte de couleur claire ou les 5 zones d'identification du couvercle
- Utilisation optimale de l'espace pour le congélateur grâce à l'association flexible de différents formats

