

FICHE TECHNIQUE

Référence	933217
Désignation	Pointe 0,2 - 5 ml



Description

- ✓ Description : Pointe epT.I.P.S. standard Eppendorf Quality
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Graduations : oui
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Conditionné en 3 sachets de 100 pointes

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 0,2 - 5 ml
- ✓ Dimensions : (long) 175 mm
- ✓ Conditionnement : en vrac

Unité de vente :

300 Pointes